

# ANTISEPT RD PLUS

Mildalkalisches Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat für Lebensmittelbetriebe

- aufgenommen in die DVG-Liste für den Bereich Lebensmittel -

## Produktbeschreibung:

ANTISEPT RD PLUS ist ein mildalkalisches Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat mit einer Desinfektionskomponente auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen. Es löst die beim Verarbeiten von Lebensmitteln entstehenden typischen Verschmutzungen aus Fett, Eiweiß und Stärke. Als mildalkalisches Produkt schont es die zu reinigenden Oberflächen, und ist somit auch in Bereichen verwendbar, in denen aufgrund von Materialunverträglichkeiten aggressivere ätzalkalische oder saure Reiniger nicht mehr benutzt werden dürfen.

ANTISEPT RD PLUS ist von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V. (DVG) in die Liste geprüfter Desinfektionsmittel für den Bereich Lebensmittel aufgenommen.

### **Anwendungsbereich:**

ANTISEPT RD PLUS wird zur desinfizierenden Reinigung und zur Desinfektion aller wasserfesten Oberflächen in den Betrieben der Nahrungs- und Genußmittelindustrie eingesetzt. So zum Beispiel in der Fleischwirtschaft, in der Feinkostproduktion, in der Fischverarbeitung, in Großküchen, Bäckereien, AfG-Betrieben, Brauereien u.v.a. mehr.

Seite 1 von 2

#### **PRODUKTINFORMATION**



## **Anwendung:**

Für die Reinigung eine 1- bis 5%ige Lösung von ANTISEPT RD PLUS herstellen und auf die verschmutzten Oberflächen bringen. Bei eingetrockneten Verschmutzungen genügend lange wirken lassen. Abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

## Für die Desinfektion gelten folgende Konzentrationen und Einwirkzeiten:

wenig belasteter Bereich		belasteter Bereich	
Bakterizidie	Fungizidie	Bakterizidie	Fungizidie
30 min/60 min	30 min/60 min	30 min/60 min	30 min/60min
1% /1%	0,25%/0,25%	3,5%/2,5%	1% / 0,5%

Temperatur 20° C

Die anwendungsfertige Lösung sollte vorzugsweise durch Versprühen aufgebracht werden. Dabei ist es notwendig, dass die Oberflächen mit mindesten 0,4 I Gebrauchslösung pro gm Oberfläche behandelt werden.

Abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

Technische Daten	ANTISEPT R	D PLUS
Dichte	1,01	g/cm³
pH-Wert (Konz.)	10,5 - 11,5	

#### Inhaltsstoffe:

Desinfektionskomponente (Quaternäre Ammoniumverbindungen), Tenside (nichtionisch), Komplexbildner und Gerüststoffe

#### Hinweis:

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kennzeichnungspflichtige Zubereitung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Ratschläge auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

22.04.2005

Art.Nr.: 872-0003

Seite 2 von 2