



Budenat® Protect Hand D 807

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Händedesinfektionsmittel



Anwendungsbereiche

- Für die hygienische Händedesinfektion in allen Bereichen wie öffentliche Einrichtungen, Lebensmittelindustrie, lebensmittelverarbeitende Industrie, Küchenbereich und Gesundheitswesen, usw.

Produkteigenschaften

- Alkoholische Gebrauchslösung
- Produktzusammensetzung: Propan-2-ol 630 g/kg
- Geprüfte Wirksamkeit gegen Bakterien wie MRSA einschließlich Mykobakterien wie TBC (bakterizid), Hefen (levurozid) sowie gegen behüllte Viren wie Influenza und Corona-Viren (begrenzt viruzid)
- VAH- und IHO-gelistet
- Parfüm- und farbstofffrei
- Dermatologisch empfohlen für Allergiker und empfindliche Hauttypen
- Sehr hautverträglich da ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe
- Erfüllt die Anforderungen im Rahmen eines HACCP-Konzeptes

Anwendung und Dosierung

- Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit 3 ml unverdünnten Produkt eingerieben und 60 Sekunden lang feucht gehalten.
- Häufigkeit der Anwendung: 25 Mal pro Tag
- Nur auf trockenen und sichtlich sauberen Händen anwenden.
- Zertifizierte Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion vom Verbund für Angewandte Hygiene (VAH): 30 Sekunden
- Verbrauch: 3 - 6 ml / pro Anwendung



pur



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Hinweise

- Zulassungsnummer: EU-0027707-0002 1-1
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Die Haltbarkeit von angebrochenen Gebinden in Spendersystemen beträgt 6 Monate.
- Bitte beachten Sie das aufgedruckte Verfallsdatum auf der Originalverpackung.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Bitte entnehmen Sie die Details dem Sicherheitsdatenblatt.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umwelteinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos
- **UFI-Code:** 8T10-T09X-400N-QWAR
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- D807-E500RA2: 20 x 500 ml Euro-Spenderflasche
- D807-E001RA2: 12 x 1 l Euro-Spenderflasche